



METHOD OF USE



INSTRUCTION FOR USE



Distributed by / Distribuidor:
Coloplast Corp
1601 West River Road North
Minneapolis, MN 55411 USA
www.coloplast.us
Tel: 1-800-533-0464

Australian sponsor / Distributed by
Coloplast Pty Ltd
Level 4, 1 Acacia Place,
Fernree Business Park,
Notting Hill, VIC. 3168
Australia
www.coloplast.com.au
Freecall Numbers
Australia 1800 653 317
New Zealand 0800 600 018

Distributed by / Distribué par:
Coloplast Canada Corporation
1380 Creditstone Road, Unit 6&7
Concord, ON L4K 0J1
Tel: 1-888-880-8605

Rev. 04-2019



Plastod S.p.A.
40012 Lippo di Calderara
Bologna, Italy
www.plastod.com

Distributor:
Coloplast A/S
Holtevej 1
3050 Humlebaek,
Denmark



ENGLISH

Silicone contact layer for atraumatic removal and wound protection

PRODUCT DESCRIPTION

Biatain Contact is a sterile biocompatible silicone contact layer, for atraumatic removal and wound protection.

Easy to apply, it stays in place and must be used in combination with a secondary absorbent dressing, which needs to be fixated.

It is composed of a perforated transparent polyurethane support film and of a wound direct contact layer in silicone gel. Its biocompatible composition, together with the highly conformable structure and open holes, allows the drainage of moisture and exudates from the wound to the secondary dressing, ensures high breathability and permeability to exudates, reducing the risk of stagnation and tissue maceration.

The structure limits the risk of cell ingrowth within the pores and on the dressing surface, while favoring the tissue granulation process of the wound bed. Its characteristics of conformability, together with the high transparency allow to monitor the healing process for the whole duration of the application.

It protects the wound bed even at secondary dressing changes, as it prevents adhesion to newly formed tissues. It minimises possible trauma for both the wound and perilesional skin, limiting the risk of pain on removal. It prevents the adhesion of the secondary dressing to the wound, leaving no residue on removal.

INDICATIONS OF USE

Biatain Contact is a contact dressing, indicated for the treatment of ulcers and chronic or acute lesions, at various levels of exudation, to be treated with a concomitant application of a secondary absorbent dressing.

It can also be used as a protective layer, after appropriate fixation with adequate dressing, on non-exuding wounds or on fragile skin.

On specific medical indications, it can also be used with compressive bandages.

METHOD OF USE

Biatain Contact offers the advantage of staying in place during the application and to be easily removed at the end of use.

Please follow the procedure below:

Clean, disinfect and medicate lesion and skin according to the protocol of reference.

Choose Biatain Contact in the size sufficient to cover the entire lesion and the perilesional skin. If necessary, Biatain Contact can be cut to the most suitable size using sterile scissors.

- 1 Remove the first protective liner, exposing the silicone layer.
- 2 Gently apply the silicone layer of Biatain Contact, cover completely the area of the lesion, whilst removing the second protective liner.
- 3 Apply a sterile and fastening absorbent dressing on Biatain Contact.

CHANGE FREQUENCY

The frequency of dressing change depends on the status of the wound and in accordance with the current good clinical practice. Monitor the wound. In case of complications or infections, seek for medical advice.

CONTRAINDICATIONS

Do not use Biatain Contact in patients with known sensitivity to silicone.

PRECAUTIONS AND SYMBOLS

Do not reuse (single use). Reuse may cause alteration in performance and cross-contamination.

Sterile. Sterilized by Ethylene Oxide.

Do not use if package is damaged.

Keep away from sunlight.

Keep dry.

Batch code.

Catalog number.

Use by.

Manufacturer.

DEUTSCH

Atraumatische Entfernung und Wundschutz durch vorhandene Silikonkontaktschicht

PRODUKTBESCHREIBUNG

Biatain Contact – atraumatische Entfernung und Wundschutz durch vorhandene sterile, biokompatible, nicht haftende Silikonkontaktschicht.

Der Verband ist leicht anzubringen, verbleibt auf seiner Position und muss zusammen mit einem absorbierenden Sekundärverband verwendet werden, der zu fixieren ist.

Er besteht aus einer perforierten, transparenten Beschichtung aus Polyurethan und einer Silikongelschicht in direktem Kontakt mit der Wunde. Seine biokompatible Zusammensetzung in Verbindung mit der äußerst anpassungsfähigen Struktur und den offenen Löchern ermöglicht die Ableitung von Feuchtigkeit und Exsudat von der Wunde in den Sekundärverband. So wird eine hohe Atmungsfähigkeit und Permeabilität gegenüber Exsudaten gewährleistet und das Risiko von Stagnation und Gewebemazeration reduziert.

Die Struktur begrenzt das Risiko des Einwachsens von Zellen in die Poren und auf der Oberfläche des Verbands und begünstigt die Gewebegranulation des Wundgrunds.

Seine Formanpassungseigenschaften und die hohe Transparenz ermöglichen die Überwachung des Heilungsprozesses während der gesamten Tragedauer.

Er schützt den Wundgrund sogar bei Wechseln des Sekundärverbands, da er der Adhäsion an neu gebildetes Gewebe entgegenwirkt.

Er minimiert mögliche Traumata der Wunde und Umgebungshaut für ein geringes Schmerzzisiko beim Entfernen.

Er wirkt der Adhäsion des Sekundärverbands auf der Haut entgegen, sodass beim Entfernen kein Rückstand bleibt.

INDIKATIONEN

Biatain Contact ist ein für die Behandlung von Ulzera sowie chronischen oder akuten Läsionen mit verschiedenen Exsudationsstärken indizierter Kontaktverband, der zusammen mit einem absorbierenden Sekundärverband appliziert wird.

Er kann nach entsprechender Fixation mit einem geeigneten Verband auch als Schutzschicht auf nicht exsudierenden Wunden oder fragiler Haut verwendet werden.

Bei spezifischen medizinischen Indikationen kann er auch zusammen mit Kompressionsbandagen eingesetzt werden.

ANWENDUNGSMETHODE

Biatain Contact hat den Vorteil, dass er während der Applikation auf seiner Position verbleibt und nach Ende der Verwendung leicht zu entfernen ist.

Gehen Sie wie folgt vor:

Reinigen, desinfizieren und versorgen Sie Läsion und Haut nach dem Standardprotokoll.

Wählen Sie Biatain Contact in einer ausreichenden Größe, die die gesamte Läsion und die Umgebungshaut abdeckt. Falls nötig, kann Biatain Contact mit einer sterilen Schere auf die geeignetste Größe zugeschnitten werden.

- 1 Entfernen Sie die erste Schutzfolie und legen Sie so die Silikonschicht frei.
- 2 Bringen Sie die Silikonschicht von Biatain Contact behutsam auf und achten Sie darauf, dass die Läsion vollständig abgedeckt wird, während Sie die zweite Schutzschicht entfernen.
- 3 Bringen Sie einen sterilen, absorbierenden Verband auf Biatain Contact auf und fixieren Sie ihn.

HÄUFIGKEIT DES WECHSELS

Die Häufigkeit des Verbandswechsels richtet sich nach dem Wundzustand und erfolgt entsprechend der aktuellen guten klinischen Praxis. Inspizieren Sie die Wunde. Suchen Sie bei Komplikationen oder Infektionen einen Arzt auf.

KONTRAINDIKATIONEN

Wenden Sie Biatain Contact nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Silikon an.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND SYMBOLE

Nicht wiederverwenden (Einmalgebrauch). Eine Wiederverwendung kann die Leistung beeinträchtigen und zu einer Kreuzkontamination führen.

Steril. Sterilisiert mit Ethylenoxid.

Nicht anwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Vor Sonnenlicht schützen.

Anwendbar bis.

Vor Nässe schützen.

Katalognummer.

Chargennummer.

Hersteller.

FRANÇAIS

Pansement interface siliconé pour la protection des plaies et un retrait atraumatique

DESCRIPTION DU PRODUIT

Biatain Contact est un pansement interface siliconé stérile, biocompatible et non adhérent pour la protection des plaies et un retrait atraumatique.

Facile à appliquer, il reste en place et doit être utilisé en combinaison avec un pansement absorbant secondaire à fixer.

Il est composé d'un film support en polyuréthane transparent perforé et d'une couche en gel de silicone en contact direct avec la plaie. Sa composition biocompatible ainsi que sa structure hautement conformable et ses trous ouverts permettent le drainage de l'humidité et des exsudats de la plaie vers le pansement secondaire, et assure une grande respirabilité et perméabilité aux exsudats, réduisant le risque de stagnation et de macération des tissus.

La structure limite le risque de prolifération cellulaire dans les pores et à la surface du pansement, tout en favorisant le processus de granulation tissulaire du lit de la plaie.

Ses caractéristiques de conformabilité, ainsi que sa grande transparence, permettent de surveiller le processus de cicatrisation, pendant toute la durée de l'application.

Il protège le lit de la plaie même lors des changements de pansement secondaire, car il empêche toute adhérence aux tissus nouvellement formés.

Il minimise les traumatismes possibles au niveau de la plaie et de la peau périlésionnelle, minimisant ainsi le risque de douleur lors du retrait.

Il empêche l'adhérence du pansement secondaire à la plaie, ne laissant aucun résidu lors du retrait.

INDICATIONS D'UTILISATION

Biatain Contact est un pansement de contact, indiqué pour le traitement des ulcères et des lésions chroniques ou aiguës, à différents niveaux d'exsudation, à traiter avec une application concomitante d'un pansement absorbant secondaire.

Il peut également être utilisé comme couche protectrice, après fixation appropriée avec un pansement adéquat, sur des plaies non exsudatives ou sur une peau fragile.

Pour des indications médicales spécifiques, il peut également être utilisé avec des bandages de compression.

MÉTHODE D'UTILISATION

Biatain Contact offre l'avantage de rester en place pendant l'application et de pouvoir être facilement retiré en fin d'utilisation.

Suivre la procédure ci-dessous:

Nettoyer, désinfecter et traiter la lésion et la peau selon le protocole standard.

Choisir une taille de Biatain Contact suffisante pour couvrir l'ensemble de la lésion et de la peau périlésionnelle. Si nécessaire, Biatain Contact peut être coupé à la taille la plus appropriée à l'aide de ciseaux stériles.

- 1 Enlever le premier film de protection pour exposer la couche de silicone.
- 2 Appliquer délicatement la couche de silicone de Biatain Contact, en couvrant complètement la zone lésée, tout en enlevant le deuxième film de protection.
- 3 Appliquer un pansement absorbant stérile sur Biatain Contact et fixer.

FRÉQUENCE DES CHANGEMENTS

La fréquence des changements de pansement dépend de l'état de la plaie et devrait être conforme aux bonnes pratiques cliniques en vigueur. Surveiller la plaie. En cas de complications ou d'infections, consulter un médecin.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser Biatain Contact chez les patients présentant une sensibilité connue au silicone.

PRÉCAUTIONS ET SYMBOLES

Ne pas réutiliser (à usage unique). Toute réutilisation peut affecter les performances et provoquer une contamination croisée.

Stérile. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Garder à l'abri de la lumière.

Conserver au sec.

Code du lot.

Référence catalogue.

Date d'expiration.

Fabricant.

ESPAÑOL
Lámina de contacto de silicona para retirada traumática y protección de la lesión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Biatain Contact es una lámina de contacto de silicona biocompatible, no adherente y estéril, para la retirada traumática y la protección de la lesión.

Es fácil de aplicar, se mantiene en su sitio y debe utilizarse en combinación con un apósito absorbente secundario, que es necesario fijar.

Está hecho de una lámina de soporte de poliuretano transparente perforada y una capa de gel de silicona, que queda en contacto directo con la herida. Su composición biocompatible, junto con su estructura muy adaptable y los orificios abiertos, permite drenar la humedad y el exudado de la herida al apósito secundario, permite que la herida respire fácilmente y proporciona una alta permeabilidad al exudado, lo que reduce el riesgo de anquilosamiento y maceración del tejido.

La estructura limita el riesgo de crecimiento celular hacia el interior de los poros y en la superficie del apósito, a la vez que favorece el proceso de granulación del tejido en el lecho de la herida.

Sus características de conformabilidad, junto con su elevada transparencia, permiten vigilar el proceso de cicatrización durante todo el tiempo de aplicación del apósito.

Protege el lecho de la herida incluso durante los cambios de apósito secundario, ya que impide la fijación al tejido recién formado.

Reduce al mínimo el posible traumatismo tanto a la herida como a la piel que rodea la lesión, minimizando el riesgo de dolor durante la retirada del apósito.

Evita la fijación del apósito secundario a la herida y no deja ningún residuo tras la retirada.

INDICACIONES

Biatain Contact es un apósito de contacto, indicado para el tratamiento de úlceras y lesiones crónicas o agudas con distintos niveles de exudado, que deben tratarse con la aplicación conjunta de un apósito absorbente secundario.

También puede utilizarse como capa protectora después de la fijación adecuada con un apósito apropiado, sobre heridas no exudativas o sobre piel frágil.

Para indicaciones médicas específicas, también puede utilizarse con vendajes compresivos.

MODO DE EMPLEO

Biatain Contact ofrece la ventaja de permanecer en su sitio durante la aplicación y de retirarse fácilmente después de usarlo.

Siga el procedimiento descrito a continuación:

Limpie, desinfecte y medique la lesión y la piel, siguiendo el protocolo habitual.

Elija un tamaño de Biatain Contact suficiente para cubrir toda la lesión y la piel que la rodea. Si es necesario, puede cortar Biatain Contact a un tamaño más adecuado, utilizando unas tijeras estériles.

- Quite primero la primera cubierta protectora para dejar expuesta la capa de silicona.
- Aplique con cuidado la capa de silicona de Biatain Contact, cubriendo por completo el área de la lesión, a la vez que retira la segunda cubierta protectora.
- Aplique un apósito absorbente estéril sobre Biatain Contact y fjelo.

FRECUENCIA DE CAMBIO

La frecuencia de cambio del apósito depende del estado de la herida y de la buena práctica clínica vigente. Vigile la herida. En caso de complicaciones o infección, acuda al médico.

CONTRAINDICACIONES

No use Biatain Contact en pacientes con sensibilidad conocida a la silicona.

PRECAUCIONES Y SÍMBOLOS

 No reutilizar (para un solo uso). La reutilización puede afectar al rendimiento y provocar contaminación cruzada.

 Estéril. Esterilizado con óxido de etileno.

 No utilizar si el envase está dañado.

 Mantener alejado de la luz solar.

 Mantener seco.

 Código de lote.

 Número de catálogo.

 Fecha de caducidad.

 Fabricante.

ITALIANO

Medicazione di contatto in silicone, per una rimozione traumatica e la protezione della ferita

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Biatain Contact è una medicazione di contatto sterile in silicone non aderente biocompatibile, per la rimozione traumatica e la protezione della ferita.

Facile da applicare, rimane in posizione e deve essere utilizzato in combinazione con una medicazione assorbente secondaria, che deve essere fissata.

È composto da un film di supporto in poliuretano perforato trasparente e uno strato di gel di silicone a diretto contatto con la ferita. La sua composizione biocompatibile, assieme alla struttura altamente conformabile e ai fori aperti, consente il drenaggio dell'umidità e degli essudati dalla ferita alla medicazione secondaria e garantisce agli essudati un'elevata traspirabilità e permeabilità, riducendo il rischio di ristagno e macerazione del tessuto.

La struttura limita il rischio di crescita cellulare interna nei pori e sulla superficie della medicazione, mentre favorisce il processo di granulazione del tessuto del letto di lesione.

Le sue caratteristiche di conformabilità, assieme all'elevata trasparenza, consentono il monitoraggio del processo di guarigione, per tutta la durata dell'applicazione.

Protegge il letto di lesione anche durante i cambi di medicazione secondaria, poiché impedisce l'aderenza ai tessuti di nuova formazione.

Riduce al minimo il trauma possibile sia per la ferita che per la cute perilesionale, riducendo al minimo il rischio di dolore durante la rimozione.

Previene l'aderenza della medicazione secondaria alla ferita, senza lasciare residui durante la rimozione.

INDICAZIONI D'USO

Biatain Contact è una medicazione a contatto, indicata per il trattamento di ulcere e lesioni croniche o acute, a vari livelli di essudazione, da trattare con una concomitante applicazione di una medicazione secondaria assorbente.

Può anche essere usato come medicazione protettiva, dopo un appropriato fissaggio con una medicazione adeguata, su ferite non essudanti o su cute fragile.

Per indicazioni mediche specifiche, può essere utilizzato anche con bendaggi compressivi.

METODO D'USO

Biatain Contact offre il vantaggio di rimanere in posizione durante l'applicazione e di essere facilmente rimosso alla fine dell'uso.

Si prega di seguire la seguente procedura:

Pulire, disinfettare e medicare la lesione e la pelle secondo il protocollo standard

Scegliere una misura di Biatain Contact sufficiente a coprire l'intera lesione e la cute perilesionale. Se necessario, Biatain Contact può essere tagliato alla misura più adatta usando forbici sterili.

- Rimuovere la prima pellicola protettiva, esponendo lo strato di silicone.
- Applicare delicatamente lo strato di silicone di Biatain Contact, coprendo completamente l'area della lesione e rimuovendo nel contempo la seconda pellicola protettiva.
- Applicare una medicazione assorbente sterile su Biatain Contact e fissarla.

FREQUENZA DI CAMBIO

La frequenza di cambio della medicazione dipende dalle condizioni della ferita, conformemente all'attuale buona pratica clinica. Monitorare la ferita. In caso di complicanze o infezioni, rivolgersi a un medico.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare Biatain Contact in pazienti con sensibilità nota al silicone.

PRECAUZIONI E SIMBOLI

 Non riutilizzare (monouso). Il riutilizzo può influire sulle prestazioni e causare una contaminazione crociata.

 Sterile. Sterilizzato con ossido di etilene.

 Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

 Conservare lontano dai raggi solari.

 Mantenere asciutto.

 Codice di lotto.

 Numero di catalogo.

 Utilizzare entro.

 Fabbricante.

DANSK

Silikonekontaktlag til atraumatisk aftagning og beskyttelse af såret

PRODUKTBESKRIVELSE

Biatain Contact er et sterilt, biokompatibelt, ikke-klæbende silikonekontaktlag til atraumatisk aftagning og beskyttelse af såret.

Kontaktlaget er nemt at lægge på. Det bliver på plads og skal anvendes sammen med en absorberende sekundærbandage, som skal fastgøres.

Kontaktlaget består af en perforeret, transparent, understøttende polyurethan-film og et lag silikonegel, der er i direkte kontakt med såret. Kontaktlagets biokompatible sammensætning, foruden dets yderst formbare struktur og åbne huller, muliggør drænage af fugt og ekssudat fra såret til sekundærbandagen og sikrer høj åndbarhed og gennembrængelighed for ekssudater, hvilket reducerer risikoen for stagnation og maceration af væv.

Denne struktur begrænser risikoen for celleindvækst i porer og på bandagens overflade og fremmer samtidig dannelsen af granulationsvæv i sårbunden.

Kontaktlagets evne til at kunne formes kombineret med den høje gennemsigtighed gør det muligt at overvåge helingsprocessen under hele anvendelsesperioden.

Kontaktlaget beskytter sårbunden, selv ved skift af sekundærbandager, ved at forhindre adhæsion i nydannet væv.

Kontaktlaget minimerer muligt traume på såret og den omkringliggende hud, hvilket minimerer risikoen for smerter under aftagningen.

Kontaktlaget forhindrer, at sekundærbandagen klæber fast til såret og efterlader ingen rester, når det tages af.

INDIKATIONER

Biatain Contact er en kontaktbandage beregnet til behandling af sår og kroniske eller akutte læsioner med forskellige grader af ekssudat, som skal behandles med samtidig anvendelse af en absorberende sekundærbandage.

Bandagen kan også anvendes som et beskyttende lag, efter korrekt fiksering med en hensigtsmæssig bandage, på ikke-væskende sår eller på sart hud.

Ved særlige medicinske indikationer kan bandagen endvidere anvendes med kompressionsbandager.

ANVENDELSE

Biatain Contact bandagen har den fordel, at den bliver på plads under anvendelse, og den er let at tage af efter brug.

Følg nedenstående procedure:

Rengør, desinficer og behandl læsionen og huden i henhold til standardprotokollen.

Vælg en Biatain Contact bandage i en størrelse, der er stor nok til at dække hele læsionen og huden omkring læsionen. Biatain Contact kan eventuelt tilskæres i den bedst egnede størrelse med en steril saks.

- Fjern den første beskyttende film, så silikonelaget frillægges.
- Læg forsigtigt Biatain Contact bandagens silikonelag på, så det dækker hele læsionen, samtidig med at den næste beskyttende film fjernes.
- Læg en steril, absorberende bandage oven på Biatain Contact, og fastgør bandagen.

BANDAGESKIFT

Hyppigheden af bandageskift afhænger af sårets tilstand og skal ske i overensstemmelse med gældende god klinisk praksis. Overvåg såret. Søg lægehjælp i tilfælde af komplikationer eller infektioner.

KONTRAINDIKATIONER

Biatain Contact må ikke anvendes til patienter med kendt overfølsomhed over for silikone.

FORHOLDSREGLER OG SYMBOLER

 Må ikke genbruges (til engangsbrug). Genbrug kan påvirke ydeevnen og forårsage krydskontamination.

 Steril. Steriliseret med ethylenoxid.

 Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget.

 Må ikke udsættes for sollys.

 Holdes tør.

 Batchkode.

 Katalognummer.

 Anvendes inden.

 Producent.

NEDERLANDS

Siliconen wondcontactlaag voor een atraumatische verwijdering en wondbescherming

PRODUCTOMSCHRIJVING

Biatain Contact is een steriele, biocompatibele, niet-klevende siliconen wondcontactlaag voor atraumatische verwijdering en wondbescherming.

Het gemakkelijk aan te brengen product wordt op zijn plaats gehouden door en moet worden gebruikt in combinatie met een secundair absorberend verband, dat moet worden gefixeerd.

Het bestaat uit een geperforeerde transparante polyurethaan steunfolie en een laag siliconengel die direct met de wond in contact komt. Dankzij de biocompatibele samenstelling, de openingen en de zich perfect naar de wond vormende structuur kunnen vocht en wondvocht vanuit de wond naar het secundaire verband worden afgevoerd. Deze eigenschappen maken het product ook zeer ademend en doorlaatbaar voor wondvocht, wat het risico op stagnatie en weefselverweking verlaagt.

De structuur beperkt het risico op celingroei in de poriën en op het oppervlak van het verband, en bevordert de vorming van granulatieweefsel op het wondoppervlak.

De vervormbaarheid en hoge transparantie zorgen ervoor dat het genezingsproces gedurende het gebruik kan worden geobserveerd.

Het product beschermt het wondoppervlak ook tijdens het verwisselen van het secundaire verband, omdat het voorkomt dat het verband aan nieuw gevormd weefsel vastplakt.

Het minimaliseert de kans op trauma aan zowel de wond als de perilaesionale huid en minimaliseert zo het risico op pijn bij het verwijderen.

Het voorkomt dat het secundaire verband aan de wond vastplakt zodat bij het verwijderen geen resten achterblijven.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Biatain Contact is een contactverband geïndiceerd voor de behandeling van ulcera en chronische of acute laesies die in meer of mindere mate wondvocht afgeven, dat samen met een secundair absorberend verband moet worden aangebracht.

Het kan ook als beschermlaag op geen vocht afgevende wonden of op tere huid worden gebruikt, na passende fixatie met geschikt verband.

Voor specifieke medische indicaties kan het ook in combinatie met compressiezwachtels worden gebruikt.

WIJZE VAN GEBRUIK

Biatain Contact heeft als voordeel dat het tijdens het gebruik op zijn plaats blijft en na gebruik gemakkelijk kan worden verwijderd.

Volg de onderstaande procedure:

Reinig, desinfecteer en behandel de laesie en de huid volgens het standaardprotocol.

Kies een maat van Biatain Contact die groot genoeg is om de gehele laesie en de perilaesionale huid te bedekken. Zo nodig kan Biatain Contact met een steriele schaar tot de meest geschikte maat worden bijgeknipt.

- Verwijder de eerste beschermstrook, zodat de siliconenlaag bloot komt te liggen.
- Breng de siliconenlaag van Biatain Contact voorzichtig aan terwijl u de tweede beschermstrook verwijdert en zorg dat u het gebied van de laesie volledig bedekt.
- Breng een steriel absorberend verband op Biatain Contact aan en zet dit vast.

FREQUENTIE VAN VERBANDWISSELING

De frequentie waarmee het verband moet worden verwisseld, is afhankelijk van de toestand van de wond en moet in overeenstemming zijn met de huidige richtlijnen voor Good Clinical Practice. Observeer de wond. Roep in geval van complicaties of infecties medische hulp in.

CONTRA-INDICATIES

Gebruik Biatain Contact niet bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor silicone.

VOORZORGSMAATREGELEN EN SYMBOLEN

 Niet opnieuw gebruiken (voor eenmalig gebruik). Hergebruik kan de prestaties beïnvloeden en kruisbesmetting veroorzaken.

 Steriel. Gesteriliseerd met ethyleenoxide.

 Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.

 Uit de buurt van zonlicht houden.

 Uiterste gebruiksdatum.

 Catalogusnummer.

 Droog houden.

 Fabrikant.

 Partijnummer.